

Müşteri

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

AYVAŞIK MAH. DOKTOR HAMDİ
06730 BEYPAZARI - ANKARA

Çalışılan Saha

SB BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ

KURTULUŞ MAH. HALİL ŞIVGIN CAD BEYPAZARI
06730 BEYPAZARI/ANKARAServis Sağlayıcı
Siemens

Müşteri Hizmetleri

Mühendis: GÜLDAMLASI Nüzhet
Telefon: 4440633
Fax: +90 216 459 2031
E-Mail: saglikariza.tr@siemens.com
Internet: www.siemens.com.tr/saglik

İş Numarası 300205003 / 700000178841-0010-1

Kontrat/Sipariş Numarası: 7085001344

Ürün:	Seri Numarası / Sys-ID:	Arıza Tanımı:	Arızayı Bildiren:
SOMATOM Emotion 16 (2007)	78494 / 792CT78494	SAHA ZİYARETİ	A.H.BUDAK — 4595187

	*)	Tarih	Süre		Süre	Kilometre	Yorumlar
			Başlangıç	Bitiş			
1	DC	28.10.2016	09:00	10:30	01:30		
2	DP	28.10.2016*	10:30	12:45	02:15		
3	DC	28.10.2016	12:45	14:30	01:45		

*) Çalışma Süresi, Seyahat Süresi

Yapılan İş

SİSTEMDE TÜP İLE İLGİLİ KONTROLLER YAPILDI. TÜP HISTORY DATASI ALINDI. HATA KODLARINDA XRS 1051(ÇOKÇA) VE XRS 1047 GÖZLENDİ. ERROR LOG ALINDI. TÜPÜN GARANTİ KOŞULLARINDA DEĞİŞİMİ UYGUN OLACAKTIR. TÜP İLE BERABER TÜP SOĞUTMA ÜNİTESİNİN VE HV KABLOLARININ DEĞİŞMESİ DAHA İYİ OLACAKTIR. CİHAZ SAĞLAM VE ÇALIŞIR DURUMDA KULLANICIYA TESLİM EDİLDİ. NOT: DİĞER TESPİT EDİLEN HUSUSLAR BİLGİSAYARLARI BESLEYEN UPS ÇALIŞMAMAKTADIR. VB42B YAZILIM GÜNCELLEMESİ ÖNERİLMEKTEDİR. (TÜP PERFORMANSINI ARTTIRABİLECEK ESTART ÖZELLİĞİ MEVCUTTUR.) SIGNAL VE DATA KÖMÜRLERİ KISALMIŞTIR BİR SONRAKİ BAKIMDA BAKIMDA DEĞİŞMESİ İYİ OLACAKTIR. tube scan sec:72.000

Aktiviteler

Servis Satış destek
Sistem kontrolü

Bu teklif (kontrat, sipariş teyidi) ya da sözleşmenin Siemens tarafından ifası ; ulusal ve uluslararası Dış Ticaret Hukuk düzenlemelerine aykırı olmaması veya herhangi bir ambargo ve yaptırım engeli bulunmaması koşuluna bağlıdır.
"AL#N" biçiminde işaretlenmiş mallar ihracat sırasında Avrupa Birliği İhracat izinleri alma yükümlülüğüne tabidir. "ECCN#N" işaretli mallar ABD reeksport iznine tabidir. İşaretlenmemiş veya "AL:N" ve "ECCN:N" işaretli mallarda da nihai kullanım yeri veya kullanım amacı açısından resmi makamlardan izin alma yükümlülüğü bulunabilir.

Mühendis imzası:

GÜLDAMLASI Nüzhet

Müşteri imzası:

Siemens

Sağlık Sektörü
Teknik HizmetlerAdres:
Siemens
Yakacık Caddesi 111
34870 Kartal - İstanbulZiyaretçiler için address:
Siemens
Yakacık Caddesi 111
34870 Kartal - İstanbul

DURA 422 TUBE 5534776

Siemens Marka SOMATOMEmotion16(2007) model CT cihazına uyumlu DURA 422 TUBE
(55 34 776)

- Dura 422 X-ray tube assembly SOMATOMEmotion16(2007) model CT cihazına uyumlu olmalıdır.
- Tüpün modeli : Power Package DURA 422mv olmalıdır.
- Anode heat storage capacity : 5 MHU olmalıdır.
- Isı kapasitesi 6 MHU olacaktır,
- Filament akım değeri 20 – 345 ma olmalıdır.
- Tube voltages: 80,110,130kv olmalıdır
- Yag sogutmalı olmalıdır
- Döner anota sahip olmalıdır
- İdare, montajı yapılacak olan tüpün yerine arızasını Yükleniciye iade edecektir.
- Malzeme, teslim tarihinden itibaren Pro-Rata prensibine göre (lineer azalan garanti) (1 yıl veya 200.000 SCAN.SEC), hangisi önce gerçekleşirse) üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır.
- Yüklenici temin ettiği malzemenin , kullanılacağı ana cihazın üreticisinden temin ettiğini belgeleyecektir.

Beşiktaş

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Mesut YILDIRIM
Radyoloji Uzmanı
87965

BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ
Zafer GÜNDÜĞAN
Sorumlu Röntgen Teknisyeni