

KOYUN KANLI+EMB AGAR BÖLÜNMÜŞ BESİYERİ

1. Besiyerleri 90 mm petrilerde, 2'e (iki) bölünmüş; koyun kanlı agar, Eozin Methylene Blue(EMB) agar olmak üzere kullanıma hazır olacaktır.
2. Besiyerleri orjinal dehidrasyonu ve transportu sırasındaki kontaminasyonu önleyecek 10'luk yada 20'lik ambalaj içinde olmalıdır.
3. Besiyeri/ambalaj üzerinde besiyerinin adı, son kullanma tarihi ve lot numarası yazmalıdır.
4. Besiyerinin kalınlığı en az 4 mm olmalıdır.
5. Besiyerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir.
6. Son kullanma tarihleri en az 30 gün olmalıdır.
7. Olası kontaminasyon durumunda aynı miktar besiyeri firma tarafından karşılanmalıdır.
8. Besiyerleri laboratuvarın ihtiyacına uygun miktarlarda çekilecektir.
9. Koyun kanlı besiyerinde % 5 steril defibrine koyun kanı bulunmalıdır.

MHA "MÜLLER HINTON AGAR BESİYERİ (PLAĞA DÖKÜLMÜŞ 90 MM ÇAPLI)

1. Besiyerleri orjinal dehidrasyonu ve transportu sırasındaki kontaminasyonu önleyecek 10'luk yada 20'lik ambalaj içinde olmalıdır.
2. Besiyeri/ambalaj üzerinde besiyerinin adı, son kullanma tarihi ve lot numarası yazmalıdır.
3. Besiyerinin kalınlığı en az 4 mm olmalıdır.
4. Besiyerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir.
5. Son kullanma tarihleri en az 30 gün olmalıdır.
6. Olası kontaminasyon durumunda aynı miktar besiyeri firma tarafından karşılanmalıdır.
7. Besiyerleri laboratuvarın ihtiyacına uygun miktarlarda çekilecektir.

Методика
Боголюбова

Uzm. Dr. Gülin RODOPLU
Uzm. Tes. No: 704643
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı
Gaziler Fizik Ted. ve Reh. E. A. H.